

(ハ) 果汁類は華氏百七十度
で四十分位
(ニ) 野菜類は淡鹽湯詰め
は一時間乃至二時間半、も
し酸性に富むものならば三
十分位

(ホ) 魚類は普通一時間乃至
三斤罐では三十分乃至四十分
で四十分位
(ヘ) 果汁類は淡鹽湯詰め
は一時間乃至二時間半、も
し酸性に富むものならば三
十分位

御贈答用好適品

商品切手…一圓より調製

各種店内陳列

ヤルツ

○四一電 四平



全国ホシチエーンストアにあり

「肺病院の根本を先づ必ず治
べと云ふが大なる自覚と誇りとを
持つて居る有名薬の一社であつ
る。」肺病院の根本を先づ必ず治
べと云ふが大なる自覚と誇りとを
持つて居る有名薬の一社であつ
る。

セラミック、チューイングストアに無き事
は本社販賣部専賣部申込あれ。

(番)

號四十五百六千一號 (可認物便郵種三第)

(イ) 鐵罐には蓋の凹める程
脱氣有効なるを證明するが
故に蓋が平らか又は凸状の
記の如く施行するも季節、
天候、設備具合その他で異
なるが何れにしても實驗を
經て適當にするのが一番安
全である、

(ウ) 検査、
(エ) 鐵罐には蓋の密着具合を検
査し密着不良のもの引張れ
ば外れるもの冷却の際氣泡
が底部から上らぬもの等

新 い わ き

(日曜火)

昭和二十年十二月二日

(二)

簡易罐詰

土日

(八)

罐詰

三月

縣農試講習會錄

若しまた長時間殺菌出來ざる場合は壓力を十一封度位高め
たる高壓殺菌を施せば溫度も二百四十度位に上るが故に前記の約三分の一の時間で足りる、又高壓高溫にて變質する場合は百八十度で三十分間位殺菌し、胞子から發育したる高壓殺菌法を行ひ二、三回操
がよい。

四、除菌用剤
(イ) 根菜、葉菜、肉類は拘
縁散を(ニ) %位加ふれば
淡鹽水でも三十分乃至一時
(ロ) 加熱により効力を失は
ざる唐辛類を混入すれば殺
菌時間が短縮する、又糖分
鹽分もその分量により相當
短縮することが出来る、
(ハ) 殺菌は必要なもので前
記の如く施行するも季節、
天候、設備具合その他で異
なるが何れにしても實驗を
經て適當にするのが一番安
全である、

(口) 热湯に浸入し氣泡を出
すものは廢罐とする、
(ハ) 蓋は蓋の密着具合を檢
査し密着不良のもの引張れ
ば外れるもの冷却の際氣泡
が底部から上らぬもの等

廢品とする、

(二) 罐詰、鐵罐には対季不
良となるものがある、故に
華氏百度位に保溫し數日後
に狀態を調べる、罐詰では
塗液が潤るもの蓋の密着弱
くなるもの罐詰では膨脹す
るもの等は廢品としなけれ
ばならない、

(ホ) 罐詰、鐵罐はある期間
經過後その内一、二個を開
けて色澤、香氣、潤滑、酸度
等を検査し製法の合理的か
を研究すべきである(終り)

材料硬化、食味、外觀空間隙

等を研究すべきである(終り)

内科、小兒科

大森醫院

醫學士 大森勇

入院應需 鈴木正男

耳鼻咽喉科專門

新時代の要求

附屬事業に等外看護婦部を特
設いたし皆様の御用向へ身元
確實なる婦人を派出致します

大森醫院

五十嵐產婦人科醫院

五十嵐雄一

院開院

入院需應

鈴木醫院

平看護婦會

新時代の要求

附屬事業に等外看護婦部を特
設いたし皆様の御用向へ身元
確實なる婦人を派出致します

塗液が潤るもの蓋の密着弱
くなるもの罐詰では膨脹す
るもの等は廢品としなけれ
ばならない、

(ホ) 罐詰、鐵罐はある期間
經過後その内一、二個を開
けて色澤、香氣、潤滑、酸度
等を研究すべきである(終り)

材料硬化、食味、外觀空間隙
等を検査し製法の合理的か
を研究すべきである(終り)

内科、小兒科

五十嵐產婦人科醫院

五十嵐雄一

院開院

入院需應

鈴木醫院

平看護婦會

新時代の要求

附屬事業に等外看護婦部を特
設いたし皆様の御用向へ身元
確實なる婦人を派出致します

元詰

スイング・H・N

ゴルフポートワイン

甘味葡萄酒 1・10

婦婦人の方には少し水を加えます

召し上ると風味一そ

てす

(平2) 西村屋藥舗 (電3)

テレ

ス

ス

ス

ス

ス

ス

ス

ス

ス

ス

ス

ス

ス

ス

ス

ス

ス

ス

ス

ス

ス

ス

ス

ス

ス

ス

ス

ス

ス

ス

ス

ス

ス

ス

ス

ス

ス

ス

ス

ス

ス

ス

ス

ス

ス

ス

ス

ス

ス

ス

ス

ス

ス

ス

ス

ス

ス

ス

ス

ス

ス

ス

ス

ス

ス

ス

ス

ス

ス

ス

ス

ス

ス

ス

ス

ス

ス

ス

ス

ス

ス

ス

ス

ス

ス

ス

ス

ス

ス

ス

ス

ス

ス

ス

ス

ス

ス

ス

ス

ス

ス

ス

ス

ス

ス

ス

ス

ス

ス

ス

ス

ス

ス

ス

ス

ス

ス

ス

ス

ス

ス

ス

ス

ス

ス

ス

ス

ス

ス

ス

ス

ス

ス

ス

ス

ス

ス

ス

ス

ス

ス

ス

ス

ス

ス

ス

ス

ス

ス

ス

ス

ス

ス

ス

ス

<div data-bbox="562 1910 616 192